

MEDITEC Medizintechnik GmbH
Mathilde Beyerknecht-Str. 9
A-3104 ST. PÖLTEN
Tel.: +43 (0) 2742 258 958 115
Fax.: +43 (0) 2742 258 958 130 oder DW 156
E-Mail: bestellung@meditec.at

M E D I T E C
M E D I Z I N T E C H N I K

FAXBESTELLUNG
02742 258 958 130- ODER DW 156

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE: WWW.MEDITEC.AT

NAME / KDNR.

STRASSE

PLZ/ORT

TEL/FAX

DATUM, STEMPEL, UNTERSCHRIFT
ARZT/ORDINATION

ARTIKELNR.	BEZEICHUNG	MENGE	VPE	BEMERKUNG
0115050	Blutsenkungsröhrchen VACUETTE		PKG	
	1,5 ml, Ø 13x 75 mm, 50 Stk. Blutsenkungsröhrchen aus Glas zur manuellen und automat. Messung passend zu BSG Automat und BSG Ständer 20071 u. 0115002			
0102003	Serumröhrchen mit Trenngel		PKG	
	8 ml, rot/gelber Stopfen, Ø 16x100mm 50 Stk/Pkg Materialcode : 1, 2, 3, 5			
0101001	Blutbildröhrchen		PKG	
	3 ml, viol. Stopfen, Ø 13x75 mm 50 Stk/Pkg Materialcode: 31,37 Hämatologie			
0108002	Blutgerinnungsröhrchen		STK	
	3.5 ml, blauer Stopfen, doppelwandig, ersetzt Art. 0108001 mit 4 ml, Röhrchen nicht unterfüllen!!! (schwarzer Balken auf Etikett neben weißblauer Beschriftung) Materialcode: 44, 45			
0101003	Blutbildröhrchen		STK	
	6 ml, viol. Stopfen, Ø 13x100 mm, für hämatologische Untersuchungen. Das EDTA ist an der Röhrcheninnenwand aufgebracht. Dosierung: 1,8 mg / ml Blut Materialcode: 32 Blutgruppen			
0105001	Blutzuckerröhrchen		STK	
	4 ml, grauer Stopfen, Ø 13x75 mm EDTA/Natriumfluorid. EDTA dient als Gerinnungshemmer, durch Fluorid als Glykolysehemmer bleiben die Blutzuckerwerte mehr als 24 Stunden stabil. Dosierung: EDTA 1,8 mg und Natriumfluorid 3mg pro ml Blut Materialcode: 51, 52, 53, 54, 55			

MEDITEC Medizintechnik GmbH
Mathilde Beyerknecht-Str. 9
A-3104 ST. PÖLTEN
Tel.: +43 (0) 2742 258 958 115
Fax.: +43 (0) 2742 258 958 130 oder DW 156
E-Mail: bestellung@meditec.at

M E D I T E C
M E D I Z I N T E C H N I K

FAXBESTELLUNG
02742 258 958 130- ODER DW 156

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE: WWW.MEDITEC.AT

NAME / KDNR.

STRASSE

PLZ/ORT

TEL/FAX

DATUM, STEMPEL, UNTERSCHRIFT
ARZT/ORDINATION

ARTIKELNR.	BEZEICHUNG	MENGE VPE	BEMERKUNG
0160006	Gefäße f. Blutkultur aerob	STK	
	BacT/ALERT FA, türkis Materialcode: 40		
0160005	Gefäße f. Blutkultur anaerob	STK	
	BacT/ALERT FN, orange Materialcode: 41		
0102060	No-Additive Röhrchen	STK	
	9ml, weiß/schwarzer Stopfen, Ø 16x100 mm ohne Zusatz - Standard Röhrchen Materialcode: 91, 71 Liquor, Konkrement		
0102063	Serumröhrchen ohne Trenngel	STK	
	6 ml, rot/schwarzer Stopfen, Ø 13x100mm, mit Gerinnungsaktivator Materialcode: 22 CLOTACT Medikamentenspiegel im Serum		
0102001	Serumröhrchen mit Trenngel	STK	
	2,5 ml, päd. Füllvolumen, rot/gelber Stopfen, Ø 13x75mm Mit Gerinnungsaktivator beschichtete Röhrchen mit Trenngel. Durch das Trenngel bleiben nach der Zentrifugation die Serumwerte mehr als 48 Stunden unverändert. Gerinnungszeit: 10-30 Minuten, Materialcode: 4		
0101000	Blutbildröhrchen	STK	
	2 ml, päd. Füllvolumen, lila/weiß Stopfen, Ø 13x75 mm Materialcode: 35 PCR Probe		

MEDITEC Medizintechnik GmbH
Mathilde Beyerknecht-Str. 9
A-3104 ST. PÖLTEN
Tel.: +43 (0) 2742 258 958 115
Fax.: +43 (0) 2742 258 958 130 oder DW 156
E-Mail: bestellung@meditec.at

M E D I T E C
M E D I Z I N T E C H N I K

FAXBESTELLUNG
02742 258 958 130- ODER DW 156

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE: WWW.MEDITEC.AT

NAME / KDNR.

STRASSE

PLZ/ORT

TEL/FAX

DATUM, STEMPEL, UNTERSCHRIFT
ARZT/ORDINATION

ARTIKELNR.	BEZEICHUNG	MENGE VPE	BEMERKUNG
0103000	Quantiferon 1 von 4 TB1 1ml, grün/weisser Stopfen, 13 x 75 mm	STK	
0103001	Quantiferon 2 von 4 Mitogen 1ml lila/weisser Stopfen, 13 x 75 mm	STK	
0103002	Quantiferon 3 von 4 TB2, 1 ml, gelb/weisser Stopfen, 13 x 75 mm	STK	
0103003	Quantiferon 4 von 4 Nil 1 ml, grau/weisser Stopfen, 13 x 75 mm	STK	
	für Quantiferon bitte immer die u.a. Transportbox mitbestellen und ausschließlich für Quantiferon-Röhrchen verwenden!	STK	
	0103006 Transportbox mit spezieller Kennzeichnung (grüne Aufkleber)		

MEDITEC Medizintechnik GmbH
Mathilde Beyerknecht-Str. 9
A-3104 ST. PÖLTEN
Tel.: +43 (0) 2742 258 958 115
Fax.: +43 (0) 2742 258 958 130 oder DW 156
E-Mail: bestellung@meditec.at

MEDITEC
MEDIZINTECHNIK

FAXBESTELLUNG
02742 258 958 130- ODER DW 156

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE: WWW.MEDITEC.AT

NAME / KDNR.

STRASSE

PLZ/ORT

TEL/FAX

DATUM, STEMPEL, UNTERSCHRIFT
ARZT/ORDINATION

ARTIKELNR.	BEZEICHUNG	MENGE VPE	BEMERKUNG
0170040 1PKG = 50 STK	Laborblätter Laborgemeinschaft	PKG	
0170055 (nur für Laborinstitut) 1 PKG = 50 STK	Laborblätter ENML Formular 5	PKG	
170006 nur für Mitglieder LG&ENML Einsender nicht dem Sonnenlicht aussetzen!	Etiketten 12er Satz	ROLLE	
0170010 nicht dem Sonnenlicht aussetzen!	Etiketten für elektronische Anforderung	ROLLE	
0170060 nur für Laborinstitut, 1PKG = 10 STK	Probensackerl bedruckt	PKG	
0170065 nur für LG & Laborinstitut, 1PKG = 10 STK	Versandbeutel AKUT	PKG	

MEDITEC Medizintechnik GmbH
Mathilde Beyerknecht-Str. 9
A-3104 ST. PÖLTEN
Tel.: +43 (0) 2742 258 958 115
Fax.: +43 (0) 2742 258 958 130 oder DW 156
E-Mail: bestellung@meditec.at

M E D I T E C
M E D I Z I N T E C H N I K

FAXBESTELLUNG
02742 258 958 130- ODER DW 156

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE: WWW.MEDITEC.AT

NAME / KDNR.

STRASSE

PLZ/ORT

TEL/FAX

DATUM, STEMPEL, UNTERSCHRIFT
ARZT/ORDINATION

ARTIKELNR.	BEZEICHUNG	MENGE VPE	BEMERKUNG
10.252	Urin Monovette	STK	
	10 ml, gelb, einzeln, inkl. Ansaugung eine VE = 64 Stück Materialcode 61, 67 für Chlamydien/Neisserien -PCR		
10.252.011	Urin Monovette	STK	
	10 ml, blau, einzeln, inkl. Ansaugung Materialcode 65 (für Uricult)		
0130030	Urin- Sammelbehälter	FL	
	für 24 Stunden, 2.7 Liter Materialcode 62		
0130031	Urin Sammelbehälter mit SALZSÄURE befüllt	FL	
	für 24 Std. 2,7 Liter Materialcode 63		
80.622	Stuhlprobenröhrchen steril	STK	
	mit Löffelstopfen braun, 107/25 mm Materialcode 81		
0160030	Stuhlprobenset – Calex Calprotectin	STK	
	bitte gekühlt lagern, (2°- 8° Grad Celsius)		
0160014	Abstrichtupfer bakteriell, dünn	STK	
	orange Kappe, mit Nährboden Materialcode 95		
0160015	Abstrichtupfer bakteriell, dick	STK	
	blaue Kappe, mit Nährboden Materialcode 95,87		

MEDITEC Medizintechnik GmbH
Mathilde Beyerknecht-Str. 9
A-3104 ST. PÖLTEN
Tel.: +43 (0) 2742 258 958 115
Fax.: +43 (0) 2742 258 958 130 oder DW 156
E-Mail: bestellung@meditec.at

M E D I T E C
M E D I Z I N T E C H N I K

FAXBESTELLUNG
02742 258 958 130- ODER DW 156

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE: WWW.MEDITEC.AT

NAME / KDNR.

STRASSE

PLZ/ORT

TEL/FAX

DATUM, STEMPEL, UNTERSCHRIFT
ARZT/ORDINATION

ARTIKELNR.	BEZEICHUNG	MENGE VPE	BEMERKUNG
0160025	Abstrichtupfer Sigma-Transwab	STK	
	für urogenitale Entnahmen (z.B. Chlamydien Frauen und Männer) lila Stopfen ersetzt folgende Artikel: 0160019 und 0160020 NUR FÜR EINSENDUNG LABOR KOSAK Materialcode 94		
0160021	PAP Abstrichset konventionell	PKG	
	(Bürste & Objektträger) 100 STK/PKG Materialcode 97		
0160001	Gefäße für Histologie	STK	
	und Gewebeproben, 54 ml, inkl. Formaldehyd Materialcode 85		
0160002	Gefäße für Histologie	STK	
	und Gewebeproben, 20 ml inkl. Formaldehyd Materialcode 86		
01.60.013	Prostatastanzen Becher mit	STK	
	6 Stanzen 100ml Materialcode 84		
0130023	Becher steril f. Sondermaterial	STK	
	100ml, mit rotem Schraubdeckel Materialcode 93		

MEDITEC Medizintechnik GmbH
Mathilde Beyerknecht-Str. 9
A-3104 ST. PÖLTEN
Tel.: +43 (0) 2742 258 958 115
Fax.: +43 (0) 2742 258 958 130 oder DW 156
E-Mail: bestellung@meditec.at

MEDITEC
MEDIZINTECHNIK

FAXBESTELLUNG
02742 258 958 130- ODER DW 156

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE: WWW.MEDITEC.AT

NAME / KDNR.		DATUM, STEMPEL, UNTERSCHRIFT ARZT/ORDINATION
STRASSE		
PLZ/ORT		
TEL/FAX		

ARTIKELNR.	BEZEICHUNG	MENGE VPE	BEMERKUNG
0120001	Kanüle gelb 38 x 0,90 G20 x 1½", 100 Stk/Pkg	PKG	
0120010	Kanüle grün 38 x 0,80 G21 x 1½", 100 Stk/Pkg	PKG	
01.20.045	Sicherheitsröhrchenhalter Quickshield 50 Stk/Pkg	PKG	
3520021	Butterfly Vacuette Safety G21 grün, 19 cm Schlauch 50 Stk/Pkg	PKG	
3520026	Butterfly Vacuette Safety G23 blau, 19 cm Schlauch 50 Stk/Pkg	PKG	
0120003	Luer-Adapter G20 für Mehrfachentnahme	STK	
0120040	Standardröhrchenhalter aus Kunststoff, 10 Stk.	PKG	
3010020R	Universal- Probenständer f. 60 Probenröhrchen	STK	

MEDITEC Medizintechnik GmbH
Mathilde Beyerknecht-Str. 9
A-3104 ST. PÖLTEN
Tel.: +43 (0) 2742 258 958 115
Fax.: +43 (0) 2742 258 958 130 oder DW 156
E-Mail: bestellung@meditec.at

MEDITEC
MEDIZINTECHNIK

FAXBESTELLUNG
02742 258 958 130- ODER DW 156

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE: WWW.MEDITEC.AT

NAME / KDNR.

STRASSE

PLZ/ORT

TEL/FAX

DATUM, STEMPEL, UNTERSCHRIFT
ARZT/ORDINATION

ARTIKELNR.	BEZEICHUNG	MENGE VPE	BEMERKUNG
0160032	Abstrichbesteck HPV und Dünnschichtzytologie Hologic Thin Prep Pap Test Kit mit Cytobrush/Spatula Cervex Brush bitte IMMER EXTRA BESTELLEN Art. 01.60.032.B Materialcode 98	SET	
0160017.1	Abstrichbesteck HPV (Brush) BD nur für Einsender ENML bestellbar NUR FÜR LABOR KOSAK	STK	
0160024	Abstrichbesteck PCR 5 Stk./Set Materialcode: 30	SET	
0160017	Abstrichbesteck HPV (Brush) Roche nur für Einsender ENML bestellbar	STK	