

Stuhldiagnostik Stuhlprobe

V 02 2024 PAT

Zur Durchführung von Analysen aus Stuhl wird zur Materialeinsendung ein steriles Stuhlprobenröhrchen zur Verfügung gestellt

Probengewinnung:

- Stuhlprobe absetzen
(Bei modernen WC's (Tiefspüler) unbedingt Stuhlfänger verwenden)
- Mithilfe des integrierten Löffels von **3-5 verschiedenen Stellen** der Stuhlprobe Material entnehmen
- Die Aufnahme von aufgelagertem frischem Blut und Schleim vermeiden!
- Stuhlprobenröhrchen **mindestens zu einem Drittel, maximal zur Hälfte** befüllen
- Stuhlprobenröhrchen **etikettieren** (vorgedrucktes Etikett oder mit **Namen und Datum der Sammlung** versehen)
- Bis zur Abgabe die Probe bitte **kühl (2 – 8°C) lagern**
- Probe **am selben Tag** im Labor bzw. in der Ordination **abgeben**

Wichtiger Hinweis

Das Stuhlprobenröhrchen erst **kurz vor dem Befüllen öffnen!**



Analysen:
Stuhlkultur, PCR Infektionsdiagnostik, ...

Material
Stuhl

Probenbehälter
Röhrchen mit Löffel, steril
Brauner Schraubverschluss